



• DE •

REF

4.10.3



Nea International bv
Europalaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
Die Niederlande

www.push.eu

Entworfen in den
Niederlanden
Hergestellt in der EU

02 / 2025

MD

Medical Device



© Nea

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen
von Nea International bv

PUSH SPORTS DAUMENBANDAGE

Die Push Sports Daumenbandage stabilisiert, unterstützt und schützt das Daumengrundgelenk (MCP-1). Beim Tragen der Push Sports Daumenbandage behalten die Gelenke des Daumens, die nicht verletzt sind, ihre Bewegungsfreiheit. Die Bänder der Daumenbandage können individuell eingestellt werden. Dadurch können Sie selbst bestimmen, welche Position sich bei Ihrer Sportart für Ihren Daumen am besten anfühlt. Das Bandsystem verläuft überkreuz und bietet dem Daumengelenk seitliche Unterstützung. Die Push Sports Daumenbandage lässt die Handinnenfläche frei, passt unter einen Ski- und Torhüterhandschuh und bietet beim Sport die nötige Stabilität. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

WANN TRÄGT MAN DIE PUSH SPORTS DAUMENBANDAGE?

Wenn die Bänder an der Innenseite des Daumens verletzt oder gereizt sind und schmerzen. Beim sogenannten Skidaumen kann das gesamte Gelenk an der Daumenwurzel schmerzhaft sein. Die Push Sports Daumenbandage sorgt dafür, dass die Bänder sich optimal regenerieren können und dass das Gelenk vor möglichen neuen Verletzungen geschützt wird.

INDIKATIONEN

- Skidaumen
- Distorsionen im Bereich des Daumengrundgelenks (MCP-1)
- Instabilität des Daumengrundgelenks

GEGENANZEIGEN

Die Push Sports Daumenbandage wurde nicht zur Unterstützung des Daumensattelgelenks (CMC-1-Gelenks) entwickelt. Für Beschwerden an diesem Gelenk, z. B. CMC-1-Arthrose, ist die Push Sports Daumenbandage keine geeignete Lösung.

BEOBACHTEN

- Sorgen Sie dafür, dass Sie die Bandage nicht zu fest anlegen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bandage nur bei der richtigen Indikation tragen. Die korrekte Verwendung Ihrer Push Sports Bandage erfordert möglicherweise eine Diagnose durch einen Arzt oder Therapeuten. Schmerz ist immer ein Warnzeichen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Beschwerden ohne deutliche Ursache empfiehlt es sich daher, Ihren Hausarzt, Physiotherapeuten oder Sportarzt um Rat zu fragen.
- Wenn bei Verwendung der Bandage gleichzeitig ein Handschuh angezogen werden soll, empfiehlt es sich, die Bandage unter dem Handschuh zu tragen.
- Push Sports Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Material abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie daher Ihre Bandage vorzugsweise vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Achten Sie beim Online-Kauf darauf, dass Ihnen ein guter Rückgabeservice geboten wird. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Sports Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Sports Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Sports Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Die Basis der Bandage sorgt für die richtige Platzierung und sichert die Position der Daumenkappe und des nicht-elastischen Bands. Die Daumenkappe umschließt bequem den Daumen. Sie dient als Verankerung für das nicht-elastische Band, das die Bewegungen des Daumengelenks einschränkt. Diese Bewegungseinschränkung ist individuell einstellbar.

ANMESSEN

Die Push Sports Daumenbandage ist in drei Größen und in einer linken und rechten Ausführung erhältlich. Um die richtige Größe zu ermitteln, nehmen Sie rund um die Mittelhand unter den Fingerknöcheln Maß.



ANLEGEN

Öffnen Sie alle Klettverschlüsse.

① Nur beim ersten Gebrauch

Legen Sie die Daumenkappe so über den Daumen, dass das MCP-Gelenk in die Aushöhlung der Daumenkappe fällt. Schließen Sie anschließend die Daumenschlaufe schräg über die Kappe, sodass sie bündig schließt, aber nicht einengt.

② Schieben Sie die Daumenkappe über den Daumen. Achten Sie darauf, dass die Form der Daumenkappe bündig an dem leicht gebogenen Daumen anliegt.

③ Schließen Sie das elastische Handgelenkband der Basis. Das Band sollte sich in der richtigen Höhe befinden und leicht auf Spannung sein.

④ Legen Sie den blauen Streifen der elastischen Basis auf den blauen Streifen des Klettverschlusses. Bringen Sie den elastischen Stoff auf die gewünschte Spannung.

⑤ Wickeln Sie das nicht-elastische Band rückwärtig um den Daumen und legen Sie die beiden blauen Streifen zum Verschließen auf die beiden blauen Streifen des Klettverschlusses.

Befestigen Sie zum Schluss die gelbe Lasche mit einem für Sie angenehmen Zug auf dem Handrücken.

[pushsports.eu/thumb-brace/applying](https://www.pushsports.eu/thumb-brace/applying)

Für Informationen zum Vertreter in Ihrem Land siehe bitte unsere Website www.push.eu/distributors

WASCHANLEITUNG / PFLEGE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen. Die Bandage kann bei einer Temperatur von maximal 30 °C in der Waschmaschine (Feinwäsche) oder mit der Hand gewaschen werden. Schließen Sie zum Schutz der Bandage und anderer Wäschestücke vor dem Waschen die Klettverschlüsse. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Lassen Sie die Bandage an der Luft trocknen (nicht auf einer Heizung oder im Wäschetrockner). Bewahren Sie die Bandage niemals feucht auf, sondern lassen Sie sie erst vollständig trocknen.



1



2



3



4



5

Materialzusammensetzung

Polyamid	40%
Polyester	27%
Polyethylen	15%
Elastan	8%
Sonstige	10%
Enthält kein Latex	