



• DE •

REF 4.10.2



Nea International bv  
Europalaan 31  
6199 AB Maastricht-Airport  
Die Niederlande

[www.push.eu](http://www.push.eu)

Entworfen in den  
Niederlanden  
Hergestellt in der EU

02 / 2025



Medical Device



© Nea

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen  
von Nea International bv

## PUSH SPORTS HANDGELENKSTÜTZE

Die Push Sports Handgelenkstütze bietet Druck und Unterstützung am Handgelenk. Dadurch entstehen weniger Schmerzbeschwerden, ein sicheres Gefühl und die richtige Unterstützung zur Vermeidung von leichten Überlastungsbeschwerden beim Sport. Die Push Sports Handgelenkstütze ist aus angenehmen Material hergestellt und kann zudem an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an [info@push.eu](mailto:info@push.eu).

### WANN TRÄGT MAN DIE PUSH SPORTS HANDGELENKSTÜTZE?

Bei einem gereizten Handgelenk mit leichten Schmerzbeschwerden oder einem Gefühl der leichten Instabilität ist die Push Sports Handgelenkstütze hilfreich. Die Bänder und Sehnen des Handgelenks werden beim Tragen der Handgelenkstütze – z. B. beim Turnen oder Tennisspielen – besser vor Überlastung geschützt.

### INDIKATIONEN

- Zur Prävention von rezidivierenden Überlastungsbeschwerden im Handgelenk
- Leichte Überlastungsbeschwerden im Handgelenk
- Leichte Instabilität im Handgelenk

### GEGENANZEIGEN

- Es sind keine Verletzungen bekannt, bei denen die Push Sports Handgelenkstütze nicht getragen werden kann oder darf.

### BEOBACHTEN

- Sorgen Sie dafür, dass Sie die Bandage nicht zu fest anlegen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bandage nur bei der richtigen Indikation tragen. Die korrekte Verwendung Ihrer Push Sports Bandage erfordert möglicherweise eine Diagnose durch einen Arzt oder Therapeuten. Schmerz ist immer ein Warnzeichen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Beschwerden ohne deutliche Ursache empfiehlt sich daher, Ihren Hausarzt, Physiotherapeuten oder Sportarzt um Rat zu fragen.
- Push Sports Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Material abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie daher Ihre Bandage vorzugsweise vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Achten Sie beim Online-Kauf darauf, dass Ihnen ein guter Rückgabeservice geboten wird. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Sports Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Sports Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Sports Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Die Push Sports Handgelenkstütze bietet einen zirkulären Druck, der Schmerzen am Handgelenk lindert. Die Bandage unterstützt das Handgelenk und schränkt dessen Bewegung leicht ein.

### ANMESSEN

Die Handgelenkstütze ist in einer Größe und in einer linken und einer rechten Ausführung erhältlich.

### ANLEGEN

- ① Stecken Sie Ihren Daumen so in die Daumenlasche, dass das Logo von Push Sports lesbar ist.
- ② Wickeln Sie das Band über die Handinnenfläche zur Handaußenseite, dann über den Handrücken wieder nach vorne und schließen Sie den Klettverschluss.
- ③ Ziehen Sie die Schlaufe vom Daumen ab und befestigen Sie dieses Bändchen auf dem Klettverschluss auf der Rückseite der Hand (Abb. ④).

[pushsports.eu/wrist-support/applying](https://www.pushsports.eu/wrist-support/applying)

Für Informationen zum Vertreter in Ihrem Land siehe bitte unsere Website [www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

### WASCHANLEITUNG / PFLEGE

Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen. Die Bandage kann bei einer Temperatur von maximal 30 °C in der Waschmaschine (Feinwäsche) oder mit der Hand gewaschen werden. Schließen Sie zum Schutz der Bandage und anderer Wäschestücke vor dem Waschen die Klettverschlüsse. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Lassen Sie die Bandage an der Luft trocknen (nicht auf einer Heizung oder im Wäschetrockner). Bewahren Sie die Bandage niemals feucht auf, sondern lassen Sie sie erst vollständig trocknen.



### Materialzusammensetzung

Polyamid	60%
Polyester	16%
Polyurethan	15%
Elastan	6%
Sonstige	3%
Enthält kein Latex	