



• DE •

REF

4.30.2



Nea International bv
Europalaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
Die Niederlande

www.push.eu

Entworfen in den
Niederlanden
Hergestellt in der EU

02 / 2025

MD

Medical Device



© Nea

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen
von Nea International bv

PUSH SPORTS PATELLABANDAGE

Die kräftige Pelotte der Push Sports Patellabandage übt Druck auf die Kniesehnebene direkt unterhalb der Kniesehne aus und verringert somit Schmerzbeschwerden. Druck auf die Kniesehne entlastet den Knorpel auf der Rückseite der Kniesehne und die vorderen Sehnen. Die Bandage ist einfach anzulegen und Spannung kann individuell angepasst werden. Dadurch bestimmen Sie selbst die Stärke des Drucks. Die Bandage verrutscht durch die Antirutschwirkung der Pelotte nicht. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

WANN TRÄGT MAN DIE PUSH SPORTS PATELLABANDAGE?

Diese Bandage wird bei einer Vielzahl von Aktivitäten eingesetzt, bei denen die Kniesehne unter Spannung steht oder wiederholt stark belastet wird, z. B. Springen oder Joggen. Die Sehne wird dadurch gereizt. Beim Tragen der Push Sports Patellabandage wird die Kniesehne entlastet und die Beschwerden verringern sich.

INDIKATIONEN

- Tendinitis der Patellasehne
- Patellaspatensyndrom (Springerknie)
- Patella-Femoralis-Syndrom
- Osgood-Schlatter

GEGENANZEIGEN

- Es sind keine Verletzungen bekannt, bei denen die Push Sports Patellabandage nicht getragen werden kann oder darf.

BEOBACHTEN

- Sorgen Sie dafür, dass Sie die Bandage nicht zu fest anlegen. Achten Sie darauf, dass Sie die Bandage nur bei der richtigen Indikation tragen. Die korrekte Verwendung Ihrer Push Sports Bandage erfordert möglicherweise eine Diagnose durch einen Arzt oder Therapeuten. Schmerz ist immer ein Warnzeichen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Beschwerden ohne deutliche Ursache empfiehlt sich daher, Ihren Hausarzt, Physiotherapeuten oder Sportarzt um Rat zu fragen.
- Push Sports Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Material abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die Wahl der richtigen Größe entscheidend. Bitte probieren Sie daher Ihre Bandage vorzugsweise vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Achten Sie beim Online-Kauf darauf, dass Ihnen ein guter Rückgabeservice geboten wird. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Sports Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Sports Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Sports Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Die Patellabandage drückt direkt unter der Kniesehne (Patella) auf die Kniesehnebene, wodurch ein leichter Knick entsteht und der Gelenknorpel an der Rückseite der Kniesehne entlastet wird. Die Bandage baut bei jedem Schritt Druck auf die Kniesehnebene auf, wodurch ein Stoßdämpfungseffekt entsteht und der Druck gut dosiert wird.

ANMESSEN

Die Patellabandage ist in einer Größe und universal für links und rechts erhältlich.

ANLEGEN

Nur beim ersten Einsatz: Entfernen Sie die Schutzfolie von der Pelotte.

- ① Beugen Sie Ihr Bein.
Legen Sie die Patellabandage genau unter der Kniesehne auf die Kniesehnebene, wobei die Kniesehne in die Aussparung fällt.
- ② Halten Sie mit einer Hand die Pelotte fest und wickeln Sie mit der anderen Hand die Bandage um das Bein.
- ③ Schließen Sie den Klettverschluss so fest wie möglich, ohne dass die Bandage Sie einengt. Wenn das Band dabei nicht auf dem Klettverschlussband schließt, verstellen Sie dann den anderen Verschluss des Bands.

[pushsports.eu/patella-brace/applying](https://www.pushsports.eu/patella-brace/applying)

Für Informationen zum Vertreter in Ihrem Land siehe bitte unsere Website www.push.eu/distributors


WASCHANLEITUNG / PFLEGE



Für eine gute Hygiene und eine längere Lebensdauer der Bandage ist es wichtig, die Bandage regelmäßig zu waschen und die Waschanleitung zu befolgen. Die Bandage kann bei einer Temperatur von maximal 30 °C in der Waschmaschine (Feinwäsche) oder mit der Hand gewaschen werden. Schließen Sie zum Schutz der Bandage und anderer Wäschestücke vor dem Waschen die Klettverschlüsse. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Lassen Sie die Bandage an der Luft trocknen (nicht auf einer Heizung oder im Wäschetrockner). Bewahren Sie die Bandage niemals feucht auf, sondern lassen Sie sie erst vollständig trocknen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Die Push Sports Patellabandage ist kein Ersatz für bei Hallensportarten verwendete Kniechoner.



Materialzusammensetzung

Polyamid	32%
Polyester	11%
Thermoplastisches Elastomer	38%
Polyethylen	7%
Elastan	3%
Sonstige	9%
Enthält kein Latex	